



组合式 IPt 环形电极

6.0451.300

集成了传感器数据存储芯片的智能组合式铂环形电极。
该电极适用于 pH 值可变的氧化还原滴定，例如：

- 按照温克勒法的氧含量
- 用 KMnO_4 测定过氧化氢
- 重氮化滴定

作为参考电解液并进行制备时使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。
iTrodes 可以在 Titrand、Ti-Touch 或 913/914 Metern 上使用。

Scope of delivery 6.0451.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



1 PCS

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。



6.2308.020 电解液，3 mol/L KCl（250 mL）

电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL（用于Ag/AgCl参比系统）

