



组合式 Au 环形电极

6.0452.100

带陶瓷柱隔膜的组合式金环形电极。

该电极适用于 pH 值适宜的氧化还原滴定，例如：

- 用 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 滴定
- 存在铬或铁时的滴定

作为参考电解液并进行制备时使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.0452.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2308.020 电解液，3 mol/L KCl（250 mL）
 电解液c（KCl）=3 mol/L，250 mL（用于Ag/AgCl参比系统）



6.2104.020 1米的电极电缆，F
 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

