




## 附件包： CEP

6.05000.300

948 Continuous IC Module, CEP 的安装附件包

Scope of delivery 6.05000.300

| Qt.   | Order no.   | Description                              |
|-------|-------------|------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.01805.470 | FEP 管 M6, 1/8" x 1.59 mm, 500 mm, CT OUT |


一根将 Continuous Anion Trap 输出端与离子色谱仪 Waste Collector 相连的 FEP 管。



1 PCS

6.01831.010 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, HPP OUT

一根将离子色谱仪的高压泵与 948 Continuous IC Module, CEP 的 Eluent Producer Cartridge (EPC) 相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。



---

1 PCS

6.01831.020 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, EPC OUT

一根将 Eluent Producer Cartridge (EPC) 与 948 Continuous IC Module, CEP 的 Continuous Trap (CT) 相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。



---

1 PCS

6.01831.030 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, CT OUT

一根将 Continuous Trap (CT) 与 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser (H-DEG) 相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。




---

1 PCS

6.01831.040 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, H-DEG OUT

一根将 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser (H-DEG) 与离子色谱仪进样器相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。



1 PCS      6.01831.050      PEEK（聚醚醚酮）毛细管，0.25 mm，H-DEG Rinse


一根将 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser（H-DEG）与离子色谱仪 Waste Collector 相连的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。



---

1 PCS      6.2053.030      适配 6.2744.340 的紧固带，25 x 50 mm

适配 IC 离子色谱渗析装备的紧固带，Dosino 梯度



---

2 PCS      6.2744.070      压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



---

2 PCS      6.2744.080      螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。

