



钠选择性玻璃电极

6.0501.100

带钠选择性膜片玻璃和标准磨口的玻璃电极。
这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- Na^+ 的离子测量 (10^{-5} 至 1 mol/L)
- 滴定

这种电极也适用于难处理的基质，如水果/蔬菜汁和含有氯酸盐或高氯酸盐的样品。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.0750.100 LL ISE 参比电极

带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

