



NH₃ 选择性玻璃膜电极（较低的浓度）

6.0506.100

组合式氨选择性玻璃膜电极，用于较高的浓度 10^{-2} mol/L 例如：

- 饮用水中
- 锅炉供水中
- 矿泉水中

这种完整的膜片模块可在需要时轻松进行更换。其均经过单独测试和认证。

Scope of delivery 6.0506.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1255.000 用于 NH 选择性电极 6.0506.100 的备用模块套件

组成部分：备用膜组件（3 个）、测量电解质溶液（50 mL）



6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.2316.030 6.0506.100电极的内填充液

测试电解液，用于NH₃-选择性电极 (50毫升)

