



NH3 选择性玻璃膜电极（较高的浓度）

组合式氨选择性玻璃膜电极，用于较高的浓度大于 10^{-4} mol/L 例如：

- 废水中
- 含油样品中
- 长时间测量时

可用较低的成本单独更换受污染的薄膜。

Scope of delivery

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2316.030	6.0506.100电极的内填充液 测试电解液，用于NH ₃ -选择性电极 (50毫升)	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	