



## 单独的聚合物膜电极，Na

6.0508.100

带聚合物膜的钠选择性电极。

这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- 水性溶液中  $\text{Na}^+$  的离子测量 ( $10^{-6}$  至  $1 \text{ mol/L}$ )
- 小样品体积的离子测量 (最小浸没深度为  $1 \text{ mm}$ )
- 在水性溶液中滴定

得益于 PVC 材质的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷。

Scope of delivery 6.0508.100

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



---

100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



# Optional accessories

| Order no.  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020 | <p>1米的电极电缆，F</p> <p>用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.0750.100 | <p>LL ISE 参比电极</p> <p>带双结系统的银/氯化银参比电极。</p> <p>该参比电极特别适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 自动化应用</li><li>• 离子测量</li><li>• 表面活性剂滴定</li></ul> <p>对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。</p> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

