



单独的聚合物膜电极，Ca

6.0508.110

带聚合物膜的钙选择性电极。

这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- 水性溶液中 Ca^{2+} 的离子测量 ($5 \cdot 10^{-7}$ 至 1 mol/L)
- 小样品体积的离子测量 (最小浸没深度为 1 mm)
- 络合滴定 (复) 滴定 (例如：测定水硬度)

得益于 PVC 材质的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受极高的机械载荷。

Scope of delivery 6.0508.110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



1 PCS

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.0750.100	LL ISE 参比电极 带双结系统的银/氯化银参比电极。 该参比电极特别适用于： • 自动化应用 • 离子测量 • 表面活性剂滴定 对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。
------------	--

