



组合式聚合物膜电极，Ca

6.0510.100

带聚合物膜的组合式钙选择性电极。

该 ISE 电极适用于：

- 水性溶液中 Ca^{2+} 的离子滴定 ($5 \cdot 10^{-7}$ 至 1 mol/L)
- 络合滴定（复）滴定（例如：测定水硬度）

得益于坚固/为易碎的聚丙烯塑料杆和高分子膜片衬垫，传感器可以承受较高的机械载荷。
使用的参考电解液为 $c(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.0510.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2327.000	电解质 NH NO 1 mol/L (50 mL) 电解液 c(NH NO) = 1 mol/L (用于复合 Ca-ISE 6.0510.100)



6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。
------------	---

