




离子色谱仪：英蓝超滤 2 - 推模式

6.05330.110

附件组，用于英蓝超滤 2 - 推模式。用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 使用。

建议用来和英蓝稀释搭配 (MIDT) 使用的套装。

Scope of delivery 6.05330.110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.070	压力螺丝（短） 较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS

6.1831.160

PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 70 cm



1 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器, 带安全装置

安全连接装置, 用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



2 PCS

6.1803.040 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 1 米

毛细管, 用于IC的样品操作。



1 PCS

6.02057.030 超滤池 2 的支架

支架, 用于将 6.02729.110 超滤池 2 安装在 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 上。



1 PCS

6.02729.110 超滤池 2

用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。



2 PCS

6.1803.050 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 20 厘米

毛细管, 用于在线渗析及过滤, 用在渗析单元及过滤式IC样品处理器上



1 PCS 6.1826.390 泵管 LFL（黄色/黄色），三个堵头
用于样品溶液，用在在线过滤中。



1 PCS 6.2714.020 再生纤维素过滤膜，0.2 um，50 件
公称孔径大小：0.2 μm。每套 50 件。用于英蓝超滤。



1 PCS 6.2744.000 压力螺丝，PVDF
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线渗析（连接PTFE毛细管）



1 PCS 6.1826.320 泵管 LFL（橙色/黄色），3 个止动器
用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液。



1 PCS

6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



Optional accessories

Order no.	Description
6.5330.120	离子色谱装备：英蓝稀释 英蓝稀释的附加组。与 858 Professional Sample Processor、800 Dosino 和 741 Magnetic Stirrer 磁力搅拌器一同使用。 
