



离子色谱渗析装备：英蓝超滤 2 - MiPT

6.05330.210

附件组，用于组合英蓝超滤 2 和 MiPT。与 858 Professional Sample Processor 一同使用。

Scope of delivery 6.05330.210

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1805.120	FEP管 / M6 / 100厘米 带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝 (短)

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key), 4毫米



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1819.110 FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.2744.014 压力螺丝2x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



1 PCS 6.1803.020 PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



1 PCS

6.1831.160

PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 70 cm




1 PCS

6.1618.020

S 40 螺纹口连接到 GL45 接口的螺纹转接器

将带 S40 螺纹的试剂瓶 (Merck 等厂家生产) 连接到 GL45 接口的转接器



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, 用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



1 PCS


6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



2 PCS 6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置
安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS 6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器
带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45
用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS 6.1803.040 PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米
毛细管，用于IC的样品操作。



1 PCS

6.1825.290

PEEK 样品环 250 µL

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT, 万通部分装液法进样技术) 和用于 PILS (particle into liquied sampler, 气体样品液化器)。带 2 个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝。



1 PCS

6.2744.200

转接器, 外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管 (M6) 相连。



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器, 用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器, SGJ 14.6.1619.010的零件, 用在稀释型样品处理系统上




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



1 PCS

6.02057.030

超滤池 2 的支架

支架, 用于将 6.02729.110 超滤池 2 安装在 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 上。



1 PCS

6.02729.110

超滤池 2

用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。



1 PCS

6.1803.050

PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 20 厘米

毛细管, 用于在线渗析及过滤, 用在渗析单元及过滤式IC样品处理器上



1 PCS 6.1826.390 泵管 LFL（黄色/黄色），三个堵头
用于样品溶液，用在在线过滤中。



1 PCS 6.2714.020 再生纤维素过滤膜，0.2 μm ，50 件
公称孔径大小：0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。



1 PCS 6.2744.000 压力螺丝，PVDF
带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线渗析（连接PTFE毛细管）



1 PCS 6.1841.000 PEEK 移液毛细管 2 mL，5 m



1 PCS

6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



1 PCS

6.1826.380

泵管 LFL（灰色/灰色），三个堵头

用于在线稀释



1 PCS

6.2841.120

灵活量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。

