



离子色谱与安捷伦ICP-MS的连接线套装

6.05330.400

用于连接和双向控制 Metrohm IC 及 Agilent ICP-MS (IC-ICP/MS) 的离子色谱渗析装备

Scope of delivery 6.05330.400

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2141.410	远程电缆, IC - Agilent ICP-MS
用于同步 Metrohm IC 系统 (930 IC Flex 和 940 Professional IC) 和 Agilent ICP-MS 系统的连接电缆		



1 PCS 6.2141.420 连接电缆，Remote Box MSB

接线盒和 Remote Box MSB 之间的连接电缆



1 PCS 6.2141.430 连接电缆，漏液传感器

接线盒和 IC 漏液传感器入口之间的连接电缆



1 PCS 6.2149.310 Connection Box，远程控制 ICP-MS

连接，作为 MassHunter 5.3 或更高版本中 Metrohm IC (Remote Box MSB) 和 Agilent ICP-MS 之间的接口。

