




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

Scope of delivery

Order Number	Description	Quantity
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	附件包: OMNIS IC 瓶, PP, 2 L 用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。	1 PCS
		

6.2744.070

压力螺丝（短）

2 PCS

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



6.2744.320

PEEK 两通 M6 / UNF 10/32

2 PCS

用于连接输送管（M6）和毛细管（UNF 10/32）



6.2621.030

六角扳手（Hexagon key），4毫米

1 PCS



6.1831.060

PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米

1 PCS

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



6.1831.050


PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米

1 PCS

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统

6.2744.034


2 个 Olive/UNF 10/32 两通

1 PCS

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。

6.2744.080


螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

1 PCS

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。

6.2744.200


转接器，外UNF 10/32 / 内M6


1 PCS

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。

6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

超滤池 2

1 PCS



用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。

6.2714.020

再生纤维素过滤膜, 0.2 μm , 50 件

1 PCS

公称孔径大小: 0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.2744.000

压力螺丝, PVDF

1 PCS

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线渗析(连接PTFE毛细管)



6.2831.010

塑料镊子

1 PCS

用于渗析膜与过滤膜



6.1903.000

搅拌棒 / 8 x 3 mm

1 PCS

带磁芯的搅拌棒，PTFE（聚四氟乙烯）材料套子，长 8 mm，直径为 3 mm。

