




OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP/DD

Scope of delivery

Order Number	Description	Quantity
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	附件包: OMNIS IC 瓶, PP, 2 L 用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。	1 PCS
		

6.2744.070

压力螺丝（短）

2 PCS

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



6.2744.040

2x UNF 10/32连接器

1 PCS

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



6.2621.030

六角扳手（Hexagon key），4毫米

1 PCS



6.1831.060

PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米

1 PCS

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

1 PCS

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



6.1825.290

PEEK 样品环 250 µL

1 PCS

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT, 万通部分装液法进样技术) 和用于 PILS (particle into liquied sampler, 气体样品液化器)。带 2 个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝。



6.2744.200

转接器, 外UNF 10/32 / 内M6

1 PCS


将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管 (M6) 相连。



6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

超滤池 2

1 PCS



用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。

6.2714.020

再生纤维素过滤膜, 0.2 μm , 50 件

1 PCS



公称孔径大小: 0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

2 PCS



6.2744.000

压力螺丝, PVDF

1 PCS



带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线渗析 (连接PTFE毛细管)

6.2831.010



塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜

1 PCS