



带 Polytron 的 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

6.05609.010

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法。

Scope of delivery 6.05609.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.00346.100	双 Pt 环形电极，用于容量分析

卡尔·费休滴定法用指示电极，由于具有两个熔融在一起的铂环，比传统铂销电极 (6.0338.100) 更坚固，更易于清洗。



1 PCS

6.01406.010 带盖子的吸附管

带盖子的吸附管，用于 OMNIS 容量式卡尔·费休水分测定仪



1 PCS

6.01406.220 20 – 90 mL 滴定杯

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 20 – 90 mL 滴定杯。



1 PCS

6.01406.250 50 – 150 mL 滴定杯

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 50 – 150 mL 滴定杯。



1 PCS

6.01408.010 卡尔·费休滴定杯的密封套件

完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。



1 PCS

6.01543.120

防扩散喷头

带防扩散阀门的滴定头，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪。



1 PCS

6.02104.040

电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，
0.55 m

将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电
缆。



3 PCS

6.02709.010

塞子

塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。



1 PCS

6.02709.020

隔塞

塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。



2 PCS

6.02709.030

螺旋接头

塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。



1 PCS

6.02801.000

用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



1 PCS

6.1448.010

垫片，12毫米，5片

每套5件。



1 PCS

6.2412.000

称量船

玻璃称量船，用于滴定杯上部部件 6.1414.030 或滴定杯 6.1455.31X、6.1464.32X、6.1465.320。用于 KF 水份测定。包括护管。



2 PCS

6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



2 PCS

6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS

6.01405.040 OMNIS 滴定杯上部，用于 Polytron 出品的滴定杯
601406XXX

滴定杯上部，用于通过一个带 Polytron 的 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。



1 PCS

6.02008.010 匀浆器支架

用于固定 Polytron，适用于 601405040。



1 PCS

6.02709.050

导套

用于将 Polytron 固定在滴定杯上部 601405040。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D – Metrohm 版本 均质匀浆仪，可直接通过 OMNIS Software, tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。 Polytron PT 1300 D 由一个控制装置和一个驱动装置组成。通过驱动装置上的耦合系统可简便快速地更换设备，无需额外使用工具。 可轻松粉碎固体样品。该设备也非常适用于粘性样品的良好混合。	
6.9012.000	Dispersing aggregate, 用于Polytron (125毫米) 标准dispersing aggregate, 用于Polytron 1300 D	
6.9012.010	Dispersing aggregate, 用于Polytron (157毫米) 特殊dispersing aggregate (瑞士万通版本)，带突出的刀	
6.02709.040	螺旋塞 滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。	

6.02711.000 刮样匙

适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。

刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。
为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。

与滴定杯上部 6014050X0 匹配。



6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010 分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。

本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

