



带 Polytron 的 Eco KF Titrator 用 KFT 配备

6.05610.060

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法

Scope of delivery 6.05610.060

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.00346.100	双 Pt 环形电极，用于容量分析

卡尔·费休滴定法用指示电极，由于具有两个熔融在一起的铂环，比传统铂销电极 (6.0338.100) 更坚固，更易于清洗。



1 PCS

6.01406.010 带盖子的吸附管

带盖子的吸附管，用于 OMNIS 容量式卡尔·费休水分测定仪



1 PCS

6.01406.250 50 – 150 mL 滴定杯

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 50 – 150 mL 滴定杯。



1 PCS

6.01408.010 卡尔·费休滴定杯的密封套件

完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。



1 PCS

6.01543.120 防扩散喷头

带防扩散阀门的滴定头，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪。



3 PCS

6.02709.010 塞子

塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。



1 PCS

6.02709.020 隔塞

塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。



2 PCS

6.02709.030 螺旋接头

塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。



1 PCS

6.02801.000 用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



2 PCS 6.1448.010 垫片，12毫米，5片
每套5件。



2 PCS 6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer连接头。
用于许多种 IC 及 VA 应用



2 PCS 6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS 6.2104.020 1米的电极电缆，F
用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.01405.060

Eco 滴定杯上部，用于 Polytron 出品的滴定杯
601406XXX

滴定杯上部，用于通过一个带 Polytron 的 Eco KF Titrator 进行容量式卡尔·费休滴定法滴定




1 PCS

6.02008.030

Eco 滴定设备用匀浆仪支架

用于固定 Polytron 的均浆仪支架，适配滴定杯上部 601405060



1 PCS

6.02709.050

导套

用于将 Polytron 固定在滴定杯上部 601405040。



Optional accessories

Order no.	Description
6.02709.040	螺旋塞 滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。 
6.02711.000	刮样匙 适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。 刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。 为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。 与滴定杯上部 6014050X0 匹配。 
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D – Metrohm 版本 均质匀浆仪，可直接通过 OMNIS Software, tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。 Polytron PT 1300 D 由一个控制装置和一个驱动装置组成。通过驱动装置上的耦合系统可简便快速地更换设备，无需额外使用工具。 可轻松粉碎固体样品。该设备也非常适用于粘性样品的良好混合。 
6.9012.000	Dispersing aggregate, 用于Polytron (125毫米) 标准dispersing aggregate, 用于Polytron 1300 D 

6.9012.010 Dispersing aggregate, 用于Polytron（157毫米）
特殊dispersing aggregate（瑞士万通版本），带突出的刀



6.2811.000 分子筛
分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010 分子筛（美国）
分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。
本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

