



LL ISE 参比电极

6.0750.100

带双结系统的银/氯化银参比电极。
该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

Scope of delivery 6.0750.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2106.020	电缆 (Strand) / 1米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极	
6.2103.140	2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器 用于将B类插头（4毫米）与 离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。	
6.2308.020	电解液，3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2310.010	电解质 KNO ₃ -1mol/L 250 mL 电解液 KNO ₃ 1 M (用于复合银电极的参比电解液)	

6.2320.000 TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)
电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4$ mol/L, 250毫升



6.2106.060 电缆 (Strand) / 2米/ 2x B
电极电缆, 带2xB型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极

