



Metrosep Organic Acids - 100/7.8

6.1005.210

此排阻分离柱用于测定有机酸和较弱的无机酸。与 Metrosep Organic Acids - 250/7.8 (6.1005.200) 相比来说容量较小，可快速分离有机酸。此柱主要用于浓度较低或中等的简单样品基质中。

Scope of delivery 6.1005.210

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6 Metrosep Organic Acids Guard/4.6 可有效清除污染并保护用于分析的分离柱。

