



Metrosep A Supp 5 - 250/2.0

6.1006.230

即使复杂的分离问题，也可使用高效微径分离柱 Metrosep A Supp 5 - 250/2.0 轻松解决，且其解决方法可重现。此柱的使用范围远不止用来测定标准阴离子。Metrosep A Supp 5 - 250/2.0 总是用在要求最高分离效率与最低指示极限和较低淋洗液消耗的应用中。

因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1006.600

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/2.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.610

Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接用毛细管连接到相应分离柱上。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 S-Guard/2.0，其价格优惠且操作简单。

