



Nucleosil 5SA - 125/4.0

6.1007.000

IC 阳离子柱 Nucleosil 5SA - 125/4.0 使用磺酸基来分离阳离子。借助含有有机酸和乙二胺的淋洗液，该柱可分离二价阳离子，例如镁、钙以及某些过渡金属元素（例如镍、锌、钴、锰）。Nucleosil 5SA - 125/4.0 分离柱价格低廉且耐用，用来测定过渡金属元素，可直接进行电导测量、无柱后衍生反应。可在碱金属浓度较高的情况下可靠测定钙和镁。此柱仅适用于二价阳离子。单价阳离子则与进样尖峰一同淋洗出来。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1007.110	Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0
	用于保养分析用的分离柱 Nucleosil 5SA - 125/4.0。需要支架 6.2821.140 来连接到分析用分离柱上。



6.2821.140

Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0 的支架

用于将 Nucleosil 5SA Guard-Kartusche/4.0 连至分析用分离柱上的支架。

