



Super-Sep - 100/4.6

6.1009.000

除了对标准阴离子进行非化学抑制型分析之外，该柱还可用于一系列的特殊应用。借助 IC 阴离子柱 Super-Sep - 100/4.6 可用碱性淋洗液来检测磷酸盐。使用适合的淋洗液还可分离甲酸、醋酸盐和氟化物。总的来说，该柱的分离效率很好。

Scope of delivery 6.1009.000

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1009.010 Super-Sep Guard/4.6

用于保护用来分析的分离柱 Super-Sep - 100/4.6

