



Metrosep C 3 - 250/4.0

6.1010.430

基于聚乙烯醇的新型承载材料显著提高了单价和二价阳离子的分离能力。相应的特征参数就是«每米理论基数»。例如 Metrosep C 3 - 250/4.0 上钠为 42000，铵为 51000，迟些淋洗出来的钡则为 31000。此阳离子柱的尖峰形状高度对称。

Metrosep C 3 - 250/4.0 也可以进行过渡金属的分离。因为万通离子色谱仪中的阳离子总是以非化学抑制型分析方式来测定，所以过渡金属可在 Metrosep C 3 - 250/4.0 上与强碱和碱土金属一同分析。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1010.450	Metrosep C 3 Guard/4.0
	Metrosep C 3 Guard/4.0 包含 C 3 柱材料，用于保护 Metrosep-C-3 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C 3 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。



Metrosep C 3 S-Guard (保护柱) /4.0 含有 C 3 柱材料, 用于保护 Metrosep C 3 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。

