



Metrosep A Supp 16 - 150/2.0

6.1031.220

微径规格的 Metrosep A Supp 16 - 150 适用于中等容量的分离问题。该种柱型内直径较小，所需流速也相应较小，因此可大量减少淋洗液消耗量。因流速更低而使阴离子在检测器内的停留时间延长，并由此提高了相同样品量时的峰值面。微径分离柱将与 MSM-LC 一起使用。2 mm 分离柱 Metrosep A Supp 16 装在与相应的 4 mm 分离柱相同的材料中。该柱型的中型版本可通用。

该柱非常适用于离子负载较高、但对分辨率的要求不高的应用。因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Scope of delivery 6.1031.220

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16 (2 mm 内直径), 使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术, 其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16 (2 mm 内直径), 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	