



Metrosep A Supp 16 - 250/4.0

6.1031.430

Metrosep A Supp 16 适用于高容量分离问题，即使在复杂的分离问题中也能保持优良的分辨率。Metrosep A Supp 16 分离柱基于表面作用的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物。官能组均为共价键合。该特征以及表面结构使阴离子交换剂具有独特的选择性。高容量 Metrosep A Supp 16 适用于复杂的分离问题。

Metrosep A Supp 16 - 250/4.0 拥有优良的分辨率，可解决复杂的分离问题。该柱非常适用于监控电镀浴。可测定浓酸中的阴离子痕量。可在食品分析中用于测定麦芽糖衍生物，这只是高容量 Metrosep A Supp 16 - 250/4.0 的众多应用中的一种。

Scope of delivery 6.1031.430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1031.500 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。



6.1031.510 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。

