



Metrosep C 6 - 150/4.0

6.1051.420

高容量的 C 6 材料使分离柱 Metrosep C 6 - 150/4.0 成为在浓度差异很高时的正常保留时间内分离标准阳离子的解决方法。可用此柱测定铵含量很高的饮用水。

Scope of delivery 6.1051.420

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4.0	
	Metrosep C 6 Guard/4.0 包含 C-6 柱材料，用于防微粒和防污染。用它可显著延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C 6 Guard/4.0 按照 «On Column Guard System» 来运行，可几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4.0	
	Metrosep C 6 S-Guard/4.0 包含 C-6 柱材料，用于防微粒和防污染。用它可显著延长分析用分离柱的使用寿命。	