



Metrosep Carb 2 - 100/4.0

6.1090.410

离子色谱柱 Metrosep Carb 2 - 100/4.0 特别适合使用碱性淋洗液和脉冲安培检测来测定碳水化合物。该大容量阴离子交换柱基于苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它在 $\text{pH} = 0 - 14$ 的范围内较稳定，可分离葡萄糖、果糖和蔗糖。此外还可用于分析某些糖醇和低聚糖。在 100 mm 款型的 Metrosep Carb 2 分离柱上可达到较短的分析时间。

Scope of delivery 6.1090.410

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除淋洗液中的硼酸污染。Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 主要用于使用氢氧化物淋洗液分析碳水化合物。	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除氢氧化物淋洗液中的碳酸盐痕量。	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4.0 Metrosep Carb 2 Guard/4.0 可有效去除污染，并由此保护用来分析的分选柱。该保护柱所选的设计型式使其不会对色谱分离造成影响。	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 可有效去除污染，并由此保护用来分析的分选柱。该保护柱所选的设计型式使其不会对色谱分离造成影响。	