



# Optrode M2

6.1125.000

有 8 种可用波长的光度滴定法用光学传感器。可以通过软件控制（tiamo 2.5 及以上版本）或通过磁铁来进行波长切换。该玻璃鞘对溶剂完全耐受，并且易于清洁。这种节省空间的传感器适用于例如：

- 按照 USP 或 EP 的非水溶性滴定
- 羧基端基的测定
- TAN/TBN 根据 ASTM D974
- 硫酸测定
- 混凝土中的 Fe、Al、Ca
- 水硬度
- 根据 USP 的硫酸软骨素

传感器不适合通过测量颜色强度（比色法）来测定浓度。

Scope of delivery 6.1125.000

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



---

100 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

