



## KF干燥管

6.1403.040

与卡尔费休设备一起使用。

### Optional accessories

| Order no.  | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| 6.1414.030 | 带 5 个开孔的卡尔·费休滴定杯上部<br>用于容量式卡尔·费休滴定。 |



6.2730.010

**螺纹接套**

由PP材料制成。与 6.1448.010 垫片一起使用，或用于在 6.1414.030 和 6.1414.040 卡尔费休滴定杯盖上安装 6.1403.040 干燥管或 6.0338.100 电极。用于卡尔费休滴定

