



泡沫塑料阻隔器，用于稳定性测定

6.1451.010

用作743型Rancimat的反应杯6.1429.020中的泡沫塑料阻隔器（foam barrier）

Optional accessories

Order no.	Description
6.1429.040	反应杯，用于稳定性测定
	反应杯，用于743/763/873型分析器进行稳定性测试（117只）




6.1429.050 反应杯，较长型，用于生物柴油的测定

反应杯，用于采用743/873型分析仪测定挥发性油，矿物油及生物柴油混合物的稳定性。长度250毫米，与6.2418.130一起使用。每盒100只。



6.2418.100 空气管，用于油测定

每套117件。



6.2418.130 长空气管，用于生物柴油的测定

每套100件。双倍长度。与6.1429.050一起使用

