



塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL，1 个

6.1459.307

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，1 个

Scope of delivery 6.1459.307

Qt.	Order no.	Description
0 PCS	6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL，250 个
		塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1459.320	61459300 的螺旋盖 / 250 个 用于安全封闭 120 mL 样品容器	
6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个 塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、 6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 250 个	
6.2041.470	样品架, 22 x 120 mL, (聚丙烯) 与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.1459.300、6.1459.307。 塑料: 聚丙烯 (PP)	
6.2041.840	样品架, 59 x 120 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	

6.2041.850 样品架, 59 x 120 mL, (聚丙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2068.010 样品架, 20 x 120 mL, (聚丙烯)

与 864 Balance Sample Processor 适配的样品架, 用于 20 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.2068.020 样品架, 24 x 120 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2068.030 样品架, 10 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架, 用于 10 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。



6.9920.141 样品架, 53 x 120 mL, (聚丙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 53 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.1458.040 大的滴定头, 3 x SGJ 14

大的滴定头, 用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔, 包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.2037.080 铝箔固定器

铝箔固定器, 用于120毫升PP样品杯 (6.1459.300)



6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头, 用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯 (6.1459.300)



6.1909.060

搅拌螺旋桨 / 95 毫米

用于剧烈搅拌的3叶片搅拌桨

