



塑料材质的一次性样品杯（PP），200 mL， 1000 个

6.1459.310

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）200 mL，适用于 OMNIS 样品架 6.02041.020，样品架 6.2041.370 和 6.2041.830，1000 个。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02601.020	50 – 72 mm 抓手夹指

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的抓手夹指，用于抓取外直径为 50 – 72 mm 的样品杯。



6.01404.020 样品杯200 mL 的烧杯适配器


烧杯适配器，可将 200 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



6.02041.020 OMNIS 样品架 9 x 200 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place，适配 9 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.1459.310。

塑料：聚丙烯 (PP)



6.01403.060 滴定头 3 个 NS14/4 个 6.4mm，用于 200 mL 一次性样品杯（P&P）

具有 3 NS14 和 4x 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 200 mL PP 一次性样品杯 (6.1459.310) 或 150 mL 玻璃烧杯（高形状，无喷口）。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.2041.370 样品架，14 x 200 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.310。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.830 样品架, 28 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.1458.010 滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔

带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1909.010 搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器, 从SGJ的低边算起长度为: 96 毫米。用于测量杯, 用于 722型, 802型棒式搅拌器



6.1909.020 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器, 从SGJ的低边算起长度为: 104 毫米。用于测量杯, 用于722型, 802型棒式搅拌器



6.1909.040 搅拌螺旋桨 / 93 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 102 毫米。用于带 SGJ 14 /15 的滴定杯以及 722型， 802型棒式搅拌器



6.02064.020 200 mL 样品杯的定位盘

用于将 200 mL 玻璃样品杯固定在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放装置的抓手夹指中的定位盘。

