



PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱

6.1627.000

该瓶用于全自动稀释过程。

Optional accessories

Order no.	Description
6.9920.255	样品架 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

多排样品架，用于 60 mL 单位 Corning®-细胞培养烧瓶中的 25 个样品，以及 125 mL 单位的 PE 瓶中的 10 个样品 (6.1627.000)。痕量分析专用样品架，例如：发电厂。



6.02743.100 无隔垫的螺盖，ID 14.2 mm

无隔垫的螺盖可与 PP 瓶 50 mL (6.02743.030) 搭配使用。可将有穿孔的塞子 (6.2743.070) 推入孔中并封闭瓶子。如果在 858 Professional Sample Processor 上使用标准针 (6.2846.010)，它可提供非常好的封口方式。



6.02743.090 带隔垫的转锁

带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔垫的螺盖，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶 (6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。

如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以便将隔垫扎穿。

