



带隔垫的螺盖，痕量分析

6.1627.100

由于因隔垫导致的污染可忽略不计，因此隔垫旋转扣环适用于痕量分析。适合长时间保持标准。
PE 瓶用隔垫旋转扣环，125 mL (6.1627.000) 和 PE 瓶，50 mL (6.1608.100)。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1627.000	PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱 该瓶用于全自动稀释过程。



6.1608.100 PE 瓶 50 mL

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。



6.2072.000 瓶适配器，用于 6.1627.000 至 6.2041.440

使用此瓶适配器可将 125 mL 的 PE 聚乙烯瓶置放在 148 x 11 mL + 3 x 300 mL 的样品盘上（6.2041.440）。



6.02743.030 PP 瓶，50 mL，12 只

50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成，可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

