



加液单元柱后衍生 5 mL

6.3033.150

5 mL 加液单元专用于将溶液输送到离子色谱中进行柱后衍生 (PCR)。

Scope of delivery 6.3033.150

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2739.000	扳手 用于拧紧连接器



1 PCS

6.2803.010 润滑油（2克）

特殊质量（不含硅酮）。用于无脂磨口（ground joint）连接
（见6.2713.XXX）



Optional accessories

Order no.	Description
6.2057.250	用于柱后衍生的 Dosino 支架 柱后衍生 Dosino 用的离子色谱仪 Dosino 支架

