



离子色谱装备：英蓝稀释

6.5330.120

英蓝稀释的附加组。与 858 Professional Sample Processor、800 Dosino 和 741 Magnetic Stirrer 磁力搅拌器一同使用。

Scope of delivery 6.5330.120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1580.210	807 Dosing Unit 10 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



1 PCS

6.1562.130

移液软管，带固定器，2 x M6 / 10毫升，用于样品处理器

移液管，用于由万思得离子色谱样品处理系统上的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器进行的稀释和预浓缩



1 PCS

6.1819.110

FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.1903.000

搅拌棒 / 8 x 3 mm


带磁芯的搅拌棒，PTFE（聚四氟乙烯）材料套子，长 8 mm，直径为 3 mm。



1 PCS

6.2744.160 接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.01808.010 Y-软管联结器，PP，3 x 7-8 mm

用于废液管的接头



1 PCS

6.2841.120 灵活量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转换器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转换器



1 PCS

6.1803.070

PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 40 厘米

用于过滤的毛细管，用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



2 PCS

6.1803.080

PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 1 米

用于过滤的毛细管，用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



1 PCS 6.1816.070 硅管 8/12 mm, 1m
用于 IC Sample Center



1 PCS 6.1826.380 泵管 LFL (灰色/灰色), 三个堵头
用于在线稀释



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通
连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.200

转接器, 外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管 (M6) 相连。



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器, 用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器, SGJ 14.6.1619.010的零件, 用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

