



离子色谱装备：LQH 灵快量化液体处理台，左侧

6.5330.130

用于在 Professional Sample Processor 上安装 LQH 的附件组。冲洗供水可通过蠕动泵或 Dosino 完成。

Scope of delivery 6.5330.130

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 (捕获柱)

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation» (英蓝技术)。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.1624.000 SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂
转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1826.390

泵管 LFL (黄色/黄色), 三个堵头

用于样品溶液, 用在在线过滤中。



1 PCS

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。

