



离子色谱装备：MiPuT

6.5330.170

用于安装 Dosino 以进行 Pick-up（万通智能 Pick-up 进样工艺）进样的附件组。

Scope of delivery 6.5330.170

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0（捕获柱）
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation»（英蓝技术）。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。		



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。




1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS 6.1624.000 SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.090 螺纹转接器, M8/M6

外螺纹M8, 内螺纹M6, 例如, 用于将6.2418.XXX空气管安装在679 Rancimat的6.1429.030反应杯中。



1 PCS 6.1819.110 FEP 吸管, 用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS 6.1825.290 PEEK 样品环 250 µL

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT, 万通部分装液法进样技术) 和用于 PILS (particle into liquied sampler, 气体样品液化器)。带 2 个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝。



1 PCS

6.1831.100

PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS

6.1841.000

PEEK 移液毛细管 2 mL, 5 m




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2624.100

取样针 MF

带涂层的金属取样针, 用于无金属取样模式以及 Eppendorf 样品容器。



1 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2833.010 针/连接管固定器，1/16英寸

用于IC样品处理器。用于1/16英寸的连接管



1 PCS

6.2841.120 灵活量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



1 PCS

6.9920.231

样品盘挡板 159 x 2 mL + 3 x 300 mL

在 Professional IC Sample Processor 上推开容器顶盖的盖板。用于 2 mL 的样品容器。



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

