



离子色谱装备：“低容量”英蓝渗析

6.5330.200

用于快速英蓝渗析的附件组。与 858 Professional Sample Processor 和一台附加的 2 通道蠕动泵一同使用。

Scope of delivery 6.5330.200

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.070	压力螺丝（短） 较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1831.160

PEEK（聚醚醚酮）毛细管 0.5 mm 内直径 / 70 cm



2 PCS


6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



4 PCS 6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置
安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS 6.1602.150 瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



8 PCS 6.1803.040 PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米
毛细管，用于IC的样品操作。



2 PCS 6.1826.340 泵管 LFL（黑色/黑色），三个堵头
用于样品溶液，用在 在线渗析中



1 PCS 6.2755.000 泵管夹套 (Tubing cassette)

用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。



1 PCS 6.1831.120 PEEK 毛细管, 内径 0.25 毫米, 45 厘米



1 PCS 6.2744.000 压力螺丝, PVDF

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线渗析 (连接PTFE毛细管)



2 PCS 6.1826.320 泵管 LFL (橙色/黄色), 3 个止动器

用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液。



1 PCS

6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜




1 PCS

6.2057.130

渗析池固定器

渗析池固定器



1 PCS

6.2714.010

渗析膜（醋酸纤维素）

标称孔径：0.2 μm. 每套50片装。用于英蓝渗析



1 PCS

6.2729.200

“低容积”渗析池

包括 4 个塞子 6.2744.060。用于快速英蓝渗析。

