



离子色谱渗析装备：带加液单元的柱后衍生

6.5330.400

离子色谱渗析装备：使用带加液单元的柱后衍生，可以输送含 800 Dosino 的柱后衍生试剂。例如，用于在柱后衍生后进行 UV / VIS 活性组分的光度测定。

Scope of delivery 6.5330.400

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



3 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS 6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



2 PCS 6.1819.100 FEP 吸管，用于 2 L 瓶

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



2 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS 6.2744.200 转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



2 PCS 6.1624.000 SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1831.030

PEEK 毛细管, 内径0.75 毫米 / 3 米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2057.250

用于柱后衍生的 Dosino 支架

柱后衍生 Dosino 用的离子色谱仪 Dosino 支架



1 PCS

6.3033.150

加液单元柱后衍生 5 mL

5 mL 加液单元专用于将溶液输送到离子色谱中进行柱后衍生 (PCR)。

