



VA 电极装备，配备多模式电极 pro，用于 Professional VA 仪器

6.5339.030

整套电极组，用于极谱和伏安测定。包含多模式电极 pro、参比电极、铂辅助电极、量杯、搅拌器、电解质溶液和其它用于构建工作台以及运行多模式电极的附件。

Scope of delivery 6.5339.030

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.0343.100	分体式铂柱电极

伏安测量和 CVS 用铂辅助电极。



1 PCS

6.0728.120

Ag/AgCl 参比电极

含电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的内部参比系统。供搭配塑料电解槽 6.1245.010 使用。



1 PCS

6.1204.500

用于 Professional VA 仪器的搅拌器

用于 Professional VA 仪器的搅拌器，全套，非金属。



1 PCS

6.1226.030

滴汞毛细管（非硅烷化），用于MME

非硅烷化的滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS

6.1226.050

滴汞毛细管（硅烷化），用于MME

硅烷化滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS

6.1245.010

塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。




1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode-Electrode pro多模式电极专业版

用于伏安法的汞电极。可作为 DME、SMDE 或 HMDE 使用。



1 PCS

6.1247.020

用于MME的针

用于多功能汞电极（3件）。



1 PCS

6.1415.210

滴定杯 / 10至90毫升



1 PCS

6.2308.020 电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2406.000 汞滴俘获器

银丝 (用于通过汞齐作用俘获汞滴)



1 PCS

6.2711.030 用于充满 MME 的承接盘

用于 884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace 以及 647, 663, 694, 747 VA Stands



1 PCS

6.2816.020 注射器, 10毫升, 带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。

