



VA 电极装备，配备玻碳（Glassy Carbon）的旋转圆盘电极（RDE），用于 Professional VA 仪器

6.5339.040

整套电极组，用于伏安测定，例如采用汞膜电极技术。包含旋转圆盘电极驱动、玻碳电极头、参比电极、玻碳辅助电极、量杯和电解质溶液。

Scope of delivery 6.5339.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.0728.120	Ag/AgCl 参比电极
		含电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的内部参比系统。供搭配塑料电解槽 6.1245.010 使用。



1 PCS

6.1204.510

旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴

旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带用于 Professional VA 伏安测量 /CVS 仪器的钛轴), 螺纹 M3。



1 PCS

6.1204.600

玻碳电极, 玻璃制电极杆。

玻碳 (GC) 制碳电极。电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$, 表面经打磨, 玻璃制电极杆, 螺纹接头 M3, 同心度误差: 0.25 mm 。温度范围: $0 - 50^\circ\text{C}$ 。



1 PCS

6.1241.120

电极座

VA 辅助电极的电极座, 带有 5.5 mm 插塞接点, 与 Glassy-Carbon 柱 (6.1247.000) 或铂柱 (6.1247.010) 搭配使用。



1 PCS

6.1245.010

塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器, 用于双接点参比电极。



1 PCS

6.1247.000

Glassy-Carbon-柱 (GC)

用于 VA 辅助电极用电极座 6.1241.020 或 6.1241.120。



1 PCS

6.1415.150

滴定杯 / 5至70毫升



1 PCS

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2802.000

固态电极的抛光套件

抛光套件, 含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉 (粒径0.3微米)

