



装备：807 Dosing Unit，用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器 的移液系统

6.5339.620

全自动化 CVS 移液系统与 858 Professional Sample Processor 联用的附件。包含 5 mL 和 50 mL 807 Dosing Unit 各一个、透明玻璃瓶 2 L、移液管、冲洗站、安全盖板和附件。无 Dosino。

Scope of delivery 6.5339.620

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1456.210	测量杯 / 10至90毫升 测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



1 PCS

6.1462.270

机械臂，带用于 786 Swing Head 的移交头，右向回
转

用于带 858 Professional Sample Processor VA 和 CVS 的移液系统的
机械臂



1 PCS

6.1562.120

移液软管 / 10 毫升，带固定器，用于样品处理器

移液软管，用于液体转移



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



3 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.010 连接件 2xM6

2 个外螺纹 M6。交换单元和 676 Sample Changer 的螺栓连接的组成部分。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1808.060 T 形接头 / M6 内部

3 个螺纹 M6 内部。



1 PCS

6.1819.080 进气管

用于Rancimat以及PVC Thermomat



1 PCS

6.1823.010 用于移液管的导杆

可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上



2 PCS

6.1829.080

吸液管 / M6 / 0.3 m




1 PCS

6.2622.040

定位板

用于带 858 Professional Sample Processor VA 和 CVS 的移液系统的定位板



1 PCS

6.2622.030

安全盖板附件

用于带 858 Professional Sample Processor VA 和 CVS 的移液系统的附件。包括用于安全盖板 6.2751.200 和定位板 6.2622.020 的三角支架和固定材料。



2 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



2 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



1 PCS

6.2751.200

安全盖板

用于带 858 Professional Sample Processor VA 和 CVS 的移液系统的安全盖板



1 PCS

6.2841.110

用于移液装备的冲洗台

用于移液装备的冲洗台



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description
2.800.0020	800 Dosino 以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。 配有固定安装的电缆（长度为0.65 m）。

