



ECO滴定设备

6.5613.000

ECO准微型滴定设备

Scope of delivery 6.5613.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1403.040	KF干燥管 与卡尔费休设备一起使用。



1 PCS

6.1414.060

微型滴定杯上部/ ECO



1 PCS

6.1415.150

滴定杯 / 5至70毫升



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1448.010

垫片, 12毫米, 5片

每套5件。



1 PCS

6.1543.120 吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



2 PCS

6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS


6.1805.200 PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.100 分配器, 3 x M6 / 1 x M8

用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.1903.020

搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



2 PCS

6.2709.090

塞子

PTFE. 用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2730.020

带垫片的塞子 (Septum stopper)

带E.301.0041 O型密封圈。用于 6.1448.010 垫片和 6.1414.030 滴定杯盖。用于卡尔费休应用



5 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



2 PCS

6.2730.060

螺纹接套

PCTFE. 带M16螺纹。用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



2 PCS

6.2730.070

螺纹接套

PCTFE. 带M16螺纹。用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



2 PCS

6.2740.030

喷嘴

以极细的喷流形式送入冲洗溶液，以便能清除电极和滴定附件上的沉积物。用于 ECO 滴定装备 6.5613.000



Optional accessories

Order no.	Description
6.2730.080	螺纹接套 PCTFE. 用于带722型搅拌器的 6.5613.000 ECO 滴定装置

