



用于试剂更换的装备

6.5617.000

用于借助 KF 库仑法卡氏水分测定仪和连接的 Dosino 自动更换试剂的装备。

Scope of delivery 6.5617.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.060	塞子 / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.080

堵头螺丝/ M8



1 PCS

6.1543.070

抽吸尖管/螺纹 M6

用于 661 Pump Unit



1 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS 6.1609.000 干燥管，大尺寸，弯曲型
用于填充吸收剂材料。



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子
SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2055.100

试剂瓶固定器，双瓶

试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，50 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头	
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。	
6.2811.000	分子筛	
	分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国）	
	分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	