



2060 The NIR-Ex Analyzer

A472060030C

2060 NIR-Ex Analyzer是 Metrohm Process Analytics 出品的下一代进程光谱仪器。借助其从内到外特定且久经考验的设计，其每 10 秒钟即可提供准确的结果。借助光纤和接触探头，它可以直接在生产线上或反应容器中进行非破坏性液体和固体的直接分析。其设计能够连接高达五（5）个探针和/或流动池。全部五条通道均可在软件中独立进行配置。

此外，该分析仪已经过 IECEx 认证并满足 ATEX 欧盟指令。其设计配有久经考验的排气/增压系统以及固有电子设备，防止环境空气中的任何潜在爆炸性烟雾或气体进入分析仪外壳。此外，它共有三种版本：2060 NIR Analyzer、2060 NIR-R Analyzer 和 2060 NIR-REx Analyzer。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

2060 NIR Analyzer是 Metrohm Process Analytics 出品的下一代进程光谱仪器。借助其从内到外特定且久经考验的设计，其每 10 秒钟即可提供准确的结果。借助光纤和接触探头，它可以直接在生产线或反应容器中进行非破坏性液体和固体的直接分析。其设计能够连接高达五（5）个探针和/或流动池。全部五条通道均可在软件中独立进行配置。



作为 2060 平台的一部分，2060 NIR Analyzer 采用了模块化理念，共有三种版本：2060 NIR-R Analyzer、2060 NIR-Ex Analyzer 和 2060 NIR-REx Analyzer。

A472060040C 2060 The NIR-REx Analyzer

2060 NIR-REx Analyzer是 Metrohm Process Analytics 出品的下一代进程光谱仪器。借助其从内到外特定且久经考验的设计，其每 10 秒钟即可提供准确的结果。借助光纤和接触探头，它可以直接在生产线或反应容器中进行非破坏性液体和固体的直接分析。其设计能够连接高达五（5）个探针和/或流动池。全部五条通道均可在软件中独立进行配置。




作为 2060 平台的一部分，2060 NIR-REx Analyzer 通过光纤特定的分离了人机界面（HI）和 NIR 机柜。这一远程配置能够根据客户偏好和区域划分，将两个机柜放在工厂的不同位置。

此外，该分析仪已经过 IECEx 认证并满足 ATEX 欧盟指令。其设计配有久经考验的排气/增压系统以及固有电子设备，防止环境空气中的任何潜在爆炸性烟雾或气体进入分析仪外壳。此外，它共有三种版本：2060 NIR Analyzer、2060 NIR-R Analyzer 和 2060 NIR-Ex Analyzer。

A472060010C 2060 The NIR-R Analyzer

2060 NIR-R Analyzer是 Metrohm Process Analytics 出品的下一代进程光谱仪器。借助其从内到外特定且久经考验的设计，其每 10 秒钟即可提供准确的结果。借助光纤和接触探头，它可以直接在生产线或反应容器中进行非破坏性液体和固体的直接分析。其设计能够连接高达五（5）个探针和/或流动池。全部五条通道均可在软件中独立进行配置。



作为 2060 平台的一部分，2060 NIR-R Analyzer 通过光纤特定的分离了人机界面（HI）和 NIR 机柜。这一远程配置能够根据客户偏好和区域划分，将两个机柜放在工厂的不同位置。除此之外，它共有三种版本：2060 NIR-R Analyzer、2060 NIR-Ex Analyzer 和 2060 NIR-REx Analyzer。

6.07410.000

OMNIS NIR 灯

用于 2060 The NIR Analyzer 和 OMNIS NIR Analyzer 的备用灯，内置
计时器。

