



PTRam Analyzer

A472060100C

PTRam Analyzer为一款 785 nm 进程开发拉曼分析仪，其设计旨在用于分析实验室和试点工厂环境中的产品和进程开发。这是一个高性能、准确、结实且可靠的拉曼系统，其具有自校正和自动性能校验功能，来确保每次测量的有效性。

这一单样本通道系统包括了一个实验室光纤探头，以及用户可更换的框架。该 PTRam 为 19“ 可固定样品盘。其 PTRam 可通过 Vision 软件进行操作，并可以与 2060 Human Interface 连接。

Optional accessories

Order no.	Description
6.6069.412	Vision 4.1
	Vision 是瑞士万通的软件解决方案，专用于方法开发和瑞士万通 XDS 进程和 B&W Tek 仪器的控制。 用户友好的图形分析界面使您可以轻松应用化学计量学算法创建识别、定性和定量方法。

