



NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – MicroBundle SinglePoint

A629280110C

NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – MicroBundle 为新一代过程分析仪，用于制药和化学工业中的实时分析，无破坏性，可直接在生产线上、造粒机、干燥器或反应容器中针对任何类型的样品（粉末、膏剂、液体等）进行精确测量。微束光纤可允许测量点与 XDS NIR process analyzer 过程分析仪的距离高达 35 米。

Optional accessories

Order no.	Description
A649281190	NIRS XDS Process 过程仪器接口灯泡 50W，12伏特 – 铅白
	备用灯泡，带有 NIRS Process 过程分析仪器接口。50W，12伏特 – 铅白。

