



NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – MicroBundle 9 条通道

A629280130C

NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 - MicroBundle 为新一代过程分析仪，用于制药和化学工业中的实时分析。无破坏性，可直接在生产线上、造粒机、干燥器或反应容器中针对任何类型的样品（粉末、膏剂、液体等）进行精确测量。可在分析仪上连接多达 9 个探头和/或流通池。所有 9 条通道均可独立进行配置，微束光纤可允许 9 个测量点与 XDS NIR process analyzer 过程分析仪的距离高达 35 米。

Optional accessories

Order no.	Description
A649281190	NIRS XDS Process 过程仪器接口灯泡 50W，12伏特 – 铅白

备用灯泡，带有 NIRS Process 过程分析仪器接口。50W，12伏特 – 铅白。

