




NIRS XDS Process Analyzer 近红外光谱过程分析仪 – 直接光线/无接触 – 单点

A629280310

基于 NIR XDS 技术，NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – DirectLight/NonContact 在新一代无接触过程分析仪中首屈一指，适用于在传送带、轨道、幅带上进行实时分析。无破坏性，可针对几乎任何移动的固体产品进行精确测量。

Scope of delivery A629280310

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.7450.090	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 度倾斜
		NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 角




1 PCS

6.7450.080

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，
探针直径为 0.5 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英寸




1 PCS

6.7440.480

NIRS Process, I/O 通讯盒

I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道



1 PCS





6.7450.070

NIRS 99 % 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，
直径 1 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 1 英寸



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7450.090	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 度倾斜	
	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 角	
6.7450.080	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英寸	
	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英寸	
6.7440.480	NIRS Process, I/O 通讯盒	
	I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道	
A649281190	NIRS XDS Process 过程仪器接口灯泡 50W，12伏特 – 铅白	
	备用灯泡，带有 NIRS Process 过程分析仪器接口。50W，12伏特 – 铅白。	

6.7450.070 NIRS 99 % 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，直径 1 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 1 英寸