



NIRS Analyzer PRO 近红外光谱分析仪 – ContactReflection


A629281110

NIRS 近红外光谱分析仪 Pro 是基于高分辨率二极管阵列技术的单点过程分析系统。它可通过玻璃窗口直接在生产线上进行固体、颗粒或粉末的非破坏性分析，而无需旁路 – 真正的在线系统。

Optional accessories

Order no.	Description
6.7440.480	NIRS Process, I/O 通讯盒

I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道



A660044277 NIRS Analyzer PRO 灯具 12V/20W

NIRS Analyzer Pro 近红外光谱分析仪所用的替换灯具（12V/20W）

